

# DIVA & GLAM

Le ceramiche Made in Italy, pensate da odontotecnici per gli odontotecnici.



**DIVA** è la metallo-ceramica che da qualche tempo sta riscuotendo notevole successo. Per **qualità, estetica e razionalizzazione**.

**46 masse in polvere e 19 paste opache, cottura a 920°**

Ideale per:

- Cobalto Cromo
- Leghe a base palladio
- Leghe per ceramica tradizionali

*Bassa contrazione, facile lavorabilità, estetica eccezionale.*



Caso realizzato in metallo-ceramica **DIVA** da Odt. Giuseppe Emanuele

Caso realizzato in ceramica **GLAM** da Odt. Davide Bigerna



**GLAM** la nuova ceramica per ossido di zirconio e disilicato di litio, che nasce dall'esigenza di poter coniugare **in un solo sistema ceramico l'intero mondo delle ricostruzioni metal free**.

**45 articoli** che gestiscono tutta la produzione metal free

Ridurre all'essenziale significa:

- Semplificazione del build-up
- Riduzione delle masse in polvere
- Abbreviazione dei tempi di conoscenza del concetto

Non fermatevi all'apparenza: con **GLAM** avrete la possibilità di toccare con mano **la sostanza, senza compromessi**.